
**CEITEC**

 Středoevropský technologický institut  
 BRNO | ČESKÁ REPUBLIKA

 výzkumná skupina Rentgenová  
 mikrotomografie a nanotomografie

**INFORMAČNÍ MAGAZÍN č 1.**


## ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat nové číslo informačního magazínu výzkumné skupiny Rentgenové mikrotomografie a nanotomografie. Rádi bychom Vás opět informovali o novinkách z našich laboratoří, co se za uplynulý čas událo a na čem pracujeme. Náš informační magazín bude vycházet čtvrtletně. Jeho nedílnou součástí bude představení toho, co naše práce obsahuje a jaké možnosti Vám naše laboratoře přináší, ale i představení našich dalších výzkumných skupin a jejich práce.

Věříme, že informace, které zde naleznete, budou pro Vás jak zajímavé, tak edukativní.


Budeme rádi, zůstanete-li s námi vždy až do posledního řádku našeho magazínu.

# NOVINKY

## Nové Nano CT – unikátní instalace v Evropě

**8. října proběhla instalace nového CT přístroje Rigaku nano3DX, který je unikátní vysokým prostorovým rozlišením. Jedná se o první instalaci tohoto přístroje v Evropě.**

Díky rozlišení na úrovni jednotek několika stovek nanometrů, stanice doplní a rozšíří stávající vybavení centra. Tato stanice umožní splnit stále se zvyšující požadavky na tomografickou analýzu orientace nanovláken, inicializace a průběh trhlin v materiálech a topografie struktur různých hornin. Především pak otevře prostor pro biologické aplikace, které byly limitovány stabilitou a rozlišením stávajícího zařízení. Široké možnosti využití nanotomografické stanice umožní její nasazení pro řešení výzkumných úkolů, jak v rámci samotného CEITECu, tak i pro externí tuzemské a mezinárodní spolupracující instituce.



Nanotomografická stanice bude vhodná zejména pro studium struktur lehčích materiálů (menší atomové číslo Z), typicky všech typů polymerních materiálů na bázi termoplastů a termoplastických elastomerů a jejich směsí, stejně jako kompozitů a nanokompozitů, ale také některých práškových keramických materiálů pojených polymerní maticí.




**nano3DX**

# ○ JAKÉ MOŽNOSTI NAŠE CT PŘINÁŠÍ

## Kontrola pórovitosti svaru

Realizovali jsme kontrolu spojení segmentů z austenitické oceli, které byly svařeny technologií laserového svařování. U zobrazeného svaru bylo zjištěno 0,24 % pórů v analyzované oblasti. Detekované póry jsou distribuovány do hloubky 4,1 mm od povrchu sváru. CT analýza je shledána jako vhodný nástroj pro tento účel a to především v případě kontroly svaru dražších kovů jako například titan, kde standardní destruktivní zobrazovací přístupy jsou finančně nevýhodné.





3D Vizualizce zkoumané oblasti o rozměrech 5 x 5 x 16 mm:

a) povrch vzorku

b) distribuce detekovaných pórů.

## Chebská intarzie

Chebská reliéfní intarzie je jednou z nejvýznamnějších uměleckých technik používaných v barokní nábytkové výrobě. Prapůvod intarzie (obraz vytvořený skládáním a lepením dřív různých barev a struktur) lze nalézt již ve starém Egyptě. Chebští intarzisté tuto techniku obohatili o třetí rozměr tím, že ji zkombinovali s velice jemnou reliéfní řezbou. Vytvořili tím specifickou reliéfní intarzii. Rentgenová počítačová tomografie umožnila zkoumat stav a vnitřní strukturu intarzie. Výsledky tomografické analýzy pomohli nejen objasnit samotný výrobní proces, ale také přispěly k vylepšení konzervace intarzie vzhledem k šíření prasklin základní desky.



- 1) Fotografie originální intarzie o rozměrech 460 x 460 x 45 mm
- 2) Vizualizace CT dat v detailu zaměřeném na lovce na koni
- 3) 3D vizualizace tomografických dat s virtuálním řezem v polovině skříňky
- 4) Tomografický řez části základní desky s prasklinou

Více informací o Chebské intarzii naleznete v článku: J. Friml, K. Procházková, G. Melnyk, T. Zikmund, J. Kaiser Investigation of Cheb relief intarsia and the study of the technological process of its production by micro computed tomography, *Journal of Cultural Heritage*, 2014, in press, DOI: 10.1016/j.culher.2013.12.006

# STALO SE / ÚČASTNILI JSME SE

## Konference ECNDT

**Návštěva 11. Evropské konference** o nedestruktivním testování (6. – 10. října v Praze).

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí konající se jednou za 4 roky, jejíž součástí je velký přednáškový blok o rentgenové počítačové tomografii.

Konference, spojená s velkou exhibicí nedestruktivních technik a služeb, poskytuje dobrou příležitost k prezentaci aktuálních vědeckých výsledků a nejnovějších nedestruktivních přístupů spolu s jejich aplikacemi.

## Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV)

Výrobce tomografických přístrojů GE, zde představil tomografický přístroj GE phoenix v|tome|x c, který je vybaven vysoce výkonnou rentgenovou trubicí 450 kV. Tento systém je speciálně navržen pro nedestruktivní testování a laboratoře zajišťující kvalitu ve slévárnách nebo v letectví.

## Synchrotron Elettra (Terst, Itálie)

Naše laboratoř úzce spolupracuje se synchrotronem Elettra na vývoji pokročilých technik počítačové tomografie.

Počítačová tomografie založená na synchrotronovém zařízení je v dnešní době pro uživatele z vědeckého prostředí standardním experimentem v mnoha laboratořích po celém světě. Hlavní výhodou tohoto systému je vysoce kolimovaný, téměř paralelní svazek a velký tok fotonů, který je několik řádů vyšší než u konvenčních rentgenových zdrojů.


9. – 13. října jsme na tomto zařízení testovali tomografické měření biologických vzorků. Výsledky budou použity ke srovnání kvality dat z našeho laboratorního zařízení a následné zhodnocení možností našeho systému pro biologické účely.

# EDUKACE

V této části Vás budeme postupně seznamovat se základními principy počítačové tomografie jako jsou rozlišení, základní komponenty tomografického systému, zvětšení, základní princip tomografie, tomografická data, tomografické artefakty, upevnění objektu do tomografické stanice a možnosti zlepšení rozlišení.

## Rozlišení

obr. č. 1




Rozlišení (značeno jako voxelové rozlišení) se v tomografii nejčastěji udává pomocí lineárního rozměru voxelů. Voxelem se má na mysli element objemu představující hodnotu v pravidelné mřížce trojrozměrného prostoru. Jedná se o analogii k pixelu, který reprezentuje hodnotu ve 2D. I přestože voxel má objemový charakter (jednotky  $\mu\text{m}^3$ ), v literatuře se setkáváme s tím,

že hodnota rozměru voxelů má jednotky pouze jedno-dimenzionální ( $\mu\text{m}$ ).

Tím se myslí právě lineární rozměr pravidelného útvaru (Obr. č.1), z kterého lze explicitně objemový rozměr vypočítat. Požadavkem na tomografické měření je dosažení co nejlepšího rozlišení, od kterého se odvíjí přesnost měření rozměrů a možnosti detekce mikroskopických rysů či defektů měřeného objektu. Na obrázku č.2 je ilustrován případ zobrazení defektu hliníkového obrobku ze třech tomografických měření lišících se dosaženým rozlišením.

obr. č. 2

Ilustrace interpretace voxelů



Tomografické řezy zkoumaného defektu ve třech různých měřeních s voxelovým rozlišením: **a) 60  $\mu\text{m}$ , b) 30  $\mu\text{m}$ , c) 7  $\mu\text{m}$**

# INSTITUT CEITEC

Co je nového v rámci celého institutu CEITEC.

## Zahraníční experti potvrdili špičkovou úroveň výzkumu v CEITECu

Několik skupin mezi nejlepšími v celosvětovém měřítku a více než polovina plně srovnatelná s Evropou. Takový je celkový výsledek náročného hodnocení výzkumných týmů, které v brněnském centru CEITEC v měsíci září dokončila skupina mezinárodních odborníků. Uzavřela tak již druhé hodnocení, které se periodicky po 2 letech opakuje. CEITEC má potenciál dostat se v brzké budoucnosti mezi nejlepší evropská vědecká centra. Další hodnocení vědeckého potenciálu a dosažených výsledků vědců z CEITECu proběhne opět za dva roky.

## Výroční konference CEITEC Brno 2014: Hranice mezi neživou a živou vědou

Jde o naši první výroční konferenci, na které se představili mezinárodní přední vědci v oblasti neživých i živých věd. Konference si kladla za cíl propojit tyto vědce tak, aby měli možnost debatovat o zkoumání rozhraní těchto dvou disciplín. Konference se zúčastnilo více než 500 lidí a pozvání přijalo 60 přednášejících ze 13 zemí světa.

# KONTAKT

Kontaktní osoba

**prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.**

Email

*jozef.kaiser@ceitec.vutbr.cz*

Adresa laboratoře

Středoevropský technologický institut | CEITEC  
Laboratoř rentgenové mikrotomografie a nanotomografie

Technická 2896/2, A3/113, 616 69 Brno  
tel.: +420 541 142 875